

Инструкция по сбору мочи на исследование «Анализ мочи общий с микроскопией осадка»

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима средняя порция утренней мочи. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Накануне сдачи анализа не рекомендуется употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи (свеклу, морковь и пр.), не принимать диуретики, витаминные комплексы. Не рекомендуется сдавать общий анализ мочи с исследованием мочи по методу Нечипоренко в один день.
Информация «куда собирать».	Собрать порцию мочи в стерильный контейнер с желтой крышкой и встроенным переходником (рис. 1 или рис. 4).
Информация «как собирать».	<ol style="list-style-type: none">Провести гигиеническую обработку наружных половых органов.При первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 2-3 секунды) выпустить в унитаз и собрать строго среднюю порцию мочи в объеме 50 мл в стерильный контейнер, не прерывая мочеиспускания.После сбора мочи плотно закрыть контейнер завинчивающейся крышкой.Насадить пробирку резиновой пробкой вниз в углубление на крышке контейнера, при этом пробирка начнет наполняться мочой.После того, как моча прекратит поступать в пробирку, снять пробирку с пробойника (рис. 2). Несколько раз перевернуть пробирку для лучшего смешивания мочи с консервантом (рис. 3).Допустимо использовать для исследования альтернативные пробирки (рис. 4). Порядок сбора биоматериала идентичен описанному выше (пп. 1-5, рис. 1-3).Минимальный объем мочи в пробирке, необходимый для исследования, должен составлять 2/3 объема.

	ВНИМАНИЕ! Если порция мочи собирается в стерильный контейнер, приобретенный в аптеке, пункты 4-7 пропускаются.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Пробу мочи нельзя замораживать! Женщинам не рекомендуется сдавать мочу во время менструации.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	<p>Условия хранения До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Если порция мочи собирается в стерильный контейнер, приобретенный в аптеке, моча должна быть доставлена в медицинский офис в течение двух часов от момента сбора.</p> <p>Условия транспортировки Специальных условий не требуется.</p>

Действует с 19.05.2022