

Отрицательно	Не выявлено антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Отрицательный результат может наблюдаться при отсутствии предшествующего воздействия вируса, но также и в том случае, если проба взята слишком рано от момента инфицирования (например, в первые 2 недели), а также у пациентов с иммуносупрессией и у части пациентов с предшествующей легкой формой инфекции. Полученный результат не исключает активной или недавно перенесенной инфекции COVID-19. Лицам с наличием клинических симптомов заболевания целесообразно обратиться к врачу для проведения тестирования вирусной РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР (только РНК-тесты в настоящее время рекомендовано использовать для постановки диагноза COVID-19)
Сомнительно	Может быть предложено повторить тестирование через 7-10 дней для уточнения серологического статуса.
Положительно	Выявлены антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, что указывает на факт контакта пациента с вирусом. У лиц с наличием клинической симптоматики IgG появляются в среднем через 2 недели от появления симптомов и сохраняются длительное время; динамика появления антител у бессимптомных инфицированных изучена недостаточно. Человек может распространять инфекцию и некоторое время после появления IgG антител. Наличие в сыворотке крови IgG антител может наблюдаться как при текущей инфекции, так и после перенесенной в прошлом. В настоящее время не доказано, что выявление специфических IgG к данному вирусу вследствие перенесенной инфекции подразумевает наличие устойчивого иммунитета. Поэтому положительные результаты по данному тесту не служат основанием для изменения правил карантина, изоляции и социального дистанцирования. Для оценки ситуации следует рассмотреть историю пациента, эпидемиологические факторы риска, оценить клиническую картину и результаты других лабораторных исследований. Результат исследования антител не может служить единственным основанием для постановки диагноза текущей инфекции. В редких случаях возможны ложноположительные результаты вследствие индивидуальных сывороточных интерференций. В качественных тестах результат представлен в виде индекса («коэффициент позитивности» - КП, иногда называют «индекс позитивности»), отражающего отношение результата в пробе пациента к порогу. Его получают делением результата измерения в пробе пациента к порогу. То есть - если результат пациента = пороговому значению, КП = 1, выше 1 – положительный, ниже 1 – отрицательный. Иногда выделяют сомнительную окологороговую зону, например, индекс 0,8 – 1,0 = сомнительно. Чем выше КП – тем ориентировочно больше антител. Но качественные тесты не позволяют сделать вывод, что при КП=10 уровень антител обязательно в 2 раза больше, чем при КП= 5.