

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТБОРУ ПРОБ ВОДЫ

Пробы воды отбирают в специальные пластиковые бутыли, которые, как и все остальные принадлежности (бланк, совмещенный с протоколом пробоотбора, перчатки одноразовые, самозашелкивающийся пакет и этикетку) необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе Инвитро.

Все манипуляции по отбору проб воды необходимо выполнять в одноразовых резиновых перчатках.

Крышка на бутыли завинчена не до конца. До проведения пробоотбора крышку до конца не завинчивать!

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ КРАНА ИЛИ КОЛОНКИ (ЭТО МОГУТ БЫТЬ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (СКВАЖИНЫ), ТАК И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ИЗ РОДНИКА, ОБОРУДОВАННОГО СЛИВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

1. Слить воду из крана при спокойной струе в течение 3-5 минут (это делается для устранения влияния застоя воды в водопроводных трубах). Для родника со сливным устройством этого не требуется.
2. Обмыть бутыль, не открывая крышку.
3. Открыть крышку бутыли и наполнить бутыль при спокойной струе под самое горло, чтобы в горле бутыли не оставалась воздушная прослойка.
4. Заполнив бутыль до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
5. Протереть бутыль насухо и наклеить на нее предварительно подписанную этикетку. Бланк заказа вложить в пакет для перчаток и вместе с бутылью поместить в большой пакет.
6. Бутыль доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени рекомендуется хранить бутыль с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется обычный бытовой холодильник).
7. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ КОЛОДЦА

1. Зачерпнуть воду из колодца с помощью хорошо промытой емкости (ведро и пр.).
2. Обмыть бутыль с закрытой крышкой водой из емкости путем обливания бутыли.
3. Открыть крышку и зачерпнуть воду из емкости (ведро и пр.), наполнив бутыль под самое горло, чтобы в горле бутыли не оставалась воздушная прослойка.
4. Заполнив бутыль до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
5. Протереть бутыль насухо и наклеить на нее предварительно подписанную этикетку. Бланк заказа вложить в пакет для перчаток и вместе с бутылью поместить в большой пакет.
6. Бутыль доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени следует хранить бутыль с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется обычный бытовой холодильник).
7. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМА (ОЗЕРО, ПРУД, БАССЕЙН, БОЛОТО И ПР.), ВОДОТОКА (РЕКА, КАНАЛ) ИЛИ ЧАШИ РОДНИКА

1. Погрузить бутыль с закрытой крышкой в водоем, чашу родника или водоток, из которого будет отбираться проба воды, и обмыть бутыль снаружи.
2. Открыть крышку бутыли и через 1 минуту зачерпнуть воду из водоема или водотока, наполнив бутыль под самое горло, чтобы в горле бутыли не оставалась воздушная прослойка.
3. Заполнив бутыль до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
4. Протереть бутыль насухо и наклеить на нее предварительно подписанную этикетку. Бланк заказа вложить в пакет для перчаток и вместе с бутылью поместить в большой пакет.
5. Бутыль доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени следует хранить бутыль с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется обычный бытовой холодильник).
6. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ВОДА БУТИЛИРОВАННАЯ (ГАЗИРОВАННАЯ ИЛИ БЕЗ ГАЗА)

Принимается только в заводской нераспечатанной упаковке с заполнением всех документов сотрудником МО «Инвитро» в момент передачи емкости с водой непосредственно в МО Инвитро. Оплачивается только стоимость оформления образца. Этикетку наклеивает и подписывает сотрудник МО Инвитро.