

Инструкция по сбору секрета простаты, эякулята на исследования: «Хламидия, определение ДНК» (тест №301СП); «Микоплазма (*Mycoplasma hominis*), определение ДНК» (тест №302СП); «Уреаплазма (*Ureaplasma urealyticum*), определение ДНК» (тест №303СП); «Гарднерелла, определение ДНК» (тест №305СП); «Гонококк, определение ДНК» (тест №306СП); «Трихомонада, определение ДНК» (тест №307СП); «Микоплазма (*Mycoplasma genitalium*), определение ДНК» (тест №308СП); «Герпесвирус человека 1-го и 2-го типов, определение ДНК» (тест №309СП); «Герпесвирус человека 1-го и 2-го типов, определение ДНК, типирование» (тест №3090СП); «Цитомегаловирус, определение ДНК» (тест №310СП); «Микобактерии туберкулеза, определение ДНК» (тест №341СП); «Уреаплазма (*Ureaplasma parvum*), определение ДНК» (тест №342СП); «Уреаплазма (*Ureaplasma urealyticum+parvum*), определение ДНК» (тест №343СП); «Кандида, определение ДНК» (тест №344СП); «Бледная трепонема, определение ДНК» (тест №346СП); «Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК» (тест №351СП); «Герпесвирус человека 6-го типа, определение ДНК» (тест №352СП)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция секрета простаты, эякулята. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	<ul style="list-style-type: none"> • Перед взятием секрета предстательной железы рекомендуется половое воздержание в течение не менее двух дней. • Взятие биологического материала должно проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально). • При невозможности получить секрет сразу после массажа простаты, собирают первую порцию мочи (в которой содержится секрет предстательной железы) в количестве 15-25 мл (см. Инструкцию по сбору мочи для ПЦР-исследований).
Информация «куда собирать».	Собрать порцию секрета простаты, эякулята в стерильный контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	Самостоятельно собрать в контейнер эякулят. Сбор секрета простаты выполняется подготовленным медицинским персоналом. Контейнер для сбора секрета простаты, эякулята плотно закрыть крышкой для предотвращения протекания.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Не проводить сбор биоматериала при наличии обильных гнойных выделений из уретры. Секрет простаты, эякулят, собранные в использованный ранее контейнер с крышкой, не подходят для исследования (примеси гипохлорита, моющих средств и других веществ могут исказить результат!).
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО материал может быть сохранен при температуре +2...+8°C не более 10-12 часов.