

**Инструкция по сбору мокроты на исследования: «Микобактерии туберкулеза, определение ДНК» (тест №341МК); «Микоплазма, определение ДНК» (тест №347МК); «Стрептококк, определение ДНК» (тест №348МК); «Хламидия, определение ДНК» (тест №349МК); «Пневмококк, определение ДНК в мокроте» (тест №33103МК)**

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция мокроты. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Взятие биологического материала должно проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально).
Информация «куда собирать».	Собрать порцию мокроты в стерильный контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	1. Мокроту можно собирать в любое время суток. 2. Следить, чтобы в контейнер не попадала носоглоточная слизь. 3. Для исследования на <i>Mycobacterium tuberculosis complex</i> (тест №341МК) рекомендуется собирать утреннюю порцию мокроты. 4. Контейнер для сбора мокроты нужно плотно закрыть крышкой для предотвращения протекания.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Мокрота, собранная в использованный ранее контейнер с крышкой, не подходит для исследования (примеси гипохлорита, моющих средств и других веществ могут исказить результат!).
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО материал может быть сохранен при температуре +2...+8°C не более 10-12 часов.

Действует с 29.01.2018