

Инструкция по сбору волос на исследование микроэлементного состава

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходим образец волос. В медицинском офисе необходимо взять конверт для сбора биоматериала.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	<p>Волосы должны быть чистыми и тщательно просушенными. Химическая завивка без окраски и обесцвечивание волос не препятствуют анализу.</p> <p>При сдаче окрашенных волос необходимо указать название и марку использованной краски, и дату окрашивания. В случае отсутствия информации проводить анализ окрашенных волос рекомендуется через два месяца после процедуры их окрашивания.</p> <p>То же относится к лечебным препаратам и средствам по уходу за волосами. В случае невозможности указать марку/название и дату последнего применения, необходимо прекратить использование лечебных шампуней, средств от перхоти, муссов, лечебных бальзамов и гелей за две недели до сдачи волос на анализ. Если Вы применяете препараты типа «Антиседин», то необходимо прекратить их использование за три месяца до анализа или указать дату применения.</p> <p>Перед процедурой срезания волос тщательно вымыть руки.</p> <p>Не рекомендуется использовать перчатки из латекса, поскольку они обработаны тальком, который может загрязнить образец волос.</p> <p>Инструмент для срезания волос (ножницы или бритва) должен иметь чистые режущие поверхности.</p>
Информация «куда собирать».	Образец волос поместить в конверт.
Информация «как собирать».	<p>Порядок сбора волос</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Волосы аккуратно отстричь (не выдергивать!) в непосредственной близости от корней, в четырех-пяти местах на затылке ближе к области шеи. 2. Оставить длину отстриженных волос 3-5 см от корней, а лишнее обрезать. 3. Если волосы очень короткие, то их необходимо состричь в количестве, способном заполнить чайную ложку. 4. Срезанные волосы собрать в пучок толщиной 2-3 мм и поместить во внутренний маленький конверт. В зоне конверта, где расположен корневой конец пряди, сделать надпись «корень». 5. Внутренний маленький конверт вместе с собранным материалом и заполненный бланк заказа необходимо поместить в большой конверт. На большом конверте указать свои Ф.И.О., дату рождения и пол, локализацию волос, собранных для исследования. <p>Предпочтительно исследовать волосы с головы, при их отсутствии (полная алопеция, а не короткая стрижка) возможно исследование волос с других участков тела.</p> <p>Внимание!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Референсные диапазоны разработаны для волос головы. 2. Так как волосы подмышек, лобка и других локализаций имеют иную структуру и скорость роста по сравнению с волосистой частью головы, то и полученные результаты необходимо интерпретировать у опытного врача-специалиста в области микроэлементов.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Важно!!! В бланке заказа необходимо заполнить все пункты. Если предварительная подготовка к исследованию не проведена должным образом, то результат исследования будет выдан в искаженном виде. В этом случае лаборатория INVITRO не несет ответственности за достоверность выдаваемого результата.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	Возможно длительное хранение образца волос без специальных условий.