

Атопический дерматит у детей

Клиническая картина заболевания	
Возрастные периоды	Младенческий (с 1 мес. до 2 лет)
	Детский (с 2 до 13 лет)
	Подростковый (старше 13 лет)
Тяжесть течения	Легкое
	Среднетяжелое
	Тяжелое
Клинико-морфологические формы	Экссудативная
	Эритематозно-сквамозная
	Эритематозно-сквамозная с лихенификацией
	Лихеноидная
	Пруригинозная
Стадии	Обострение
	Ремиссия: • неполная • полная
Распространенность кожного процесса	Ограниченно-локализованный
	Распространенный
	Диффузный
Клинико-морфологические формы	С пищевой сенсibilизацией
	С грибковой сенсibilизацией
	С клещевой/бытовой сенсibilизацией
	С пылевой сенсibilизацией

1. Клинические рекомендации. Атопический дерматит. МЗ РФ. — 2024.
2. Кошкин С. В., Дрождина М. Б. Атопический дерматит //М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2020.
3. Карамова А. Э. и др. Оценка степени тяжести атопического дерматита— //Vestnik Dermatologii i Venerologii. – 2022. – Т. 98. – №. 3. – С. 53-60.

Индекс оценки степени тяжести атопического дерматита SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis)

Значения в круглых скобках используются для детей младше двух лет

А: Распространенность	
Б: Выраженность	
С: Субъективные симптомы: зуд + нарушение сна	
A/5 + 7B/2 + C	

Критерии	Выраженность
Эритема	
Отёк/папулы	
Мокнутие/корки	
Экскориации	
Лихенификация	
Сухость*	

*сухость оценивается на непораженной коже

Метод оценки	
Выраженность признака (на репрезентативном участке)	
0 - отсутствие проявлений	
1 - слабые проявления	
2 - умеренные проявления	
3 - тяжелые проявления	

Визуально-аналоговая шкала (показатели определяются как среднее значение за последние три дня/ночи)

Зуд (0 to 10)		0	10
Нарушение сна (0 to 10)			

SCORAD = A/5 + 7B/2 + C

До 20 баллов – легкое течение атопического дерматита
От 20 до 40 баллов – среднее течение атопического дерматита
Более 40 баллов – тяжелое течение атопического дерматита

Лабораторная диагностика атопического дерматита

- **№ 1515** Клинический анализ крови, **№ 116** Анализ мочи общий, **№ ОБС74NEW** Биохимия крови: минимальный профиль (общетерапевтический) – для диагностики заболеваний и состояний, являющихся противопоказанием к проведению системной терапии атопического дерматита и контроля ее безопасности
- **№ 67** IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) – при отсутствии достаточного для установления диагноза атопического дерматита числа диагностических критериев
- Определение уровня специфических IgE антител в крови – при первичной диагностике и в процессе динамического наблюдения, с целью выявления сенсibilизации и возможных триггерных факторов, в том числе когда выполнение кожных проб не представляется возможным

Аллергологические панели (отдельный ответ по каждому аллергену)

- № 665** Смешанная панель Immulite (20 аллергенов: 13 респираторных, 7 пищевых), IgE
- № 669** Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов), IgE
- № 669П1** Малая пищевая панель Immulite №1 (10 пищевых аллергенов), IgE
- № 669П2** Малая пищевая панель Immulite №2 (10 пищевых аллергенов), IgE
- № 670** Педиатрическая панель Immulite (20 аллергенов: 13 пищевых и 7 респираторных), IgE
- № 6707** Малая смешанная панель Immulite (10 аллергенов: 7 пищевых, 3 респираторных), IgE
- № 1881** Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллeрготестов

Скрининг атопии (общий ответ по смеси)

- № 6801PI** Phadiatop Infant, ImmunoCAP (Фадиа топ детский, Иммунокап), IgE к смеси пищевых и ингаляционных аллергенов, наиболее часто вызывающих аллергию у детей – рекомендован для детей до 5 лет
- № 6802PH** Phadiatop ImmunoCAP (Фадиа топ Иммунокап), IgE к смеси ингаляционных аллергенов – рекомендован для детей от 5 лет и взрослых

Полный список
аллергологических
исследований
по QR-коду

