


## Лабораторная диагностика при подозрении на хроническую инфекцию ВГС



Тестирование на хроническую инфекцию ВГС обычно проводится у пациентов, у которых есть клинические признаки заболевания печени или внепечечночные проявления, связанные с инфекцией ВГС (такие как смешанная криoglobулинизация или поздняя кожная порfirия), а также при длительном повышении аминотрансфераз

\*При планируемемся лечении препаратами интерферона в сочетании с синтетическими нуклеотидами рассмотреть вопрос об исследовании полиморфизма гена IL28B

### Список литературы

1. Клинические рекомендации. Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) у взрослых. МЗ РФ, 2018.
2. Hepatitis C Guidance 2018 Update: AASLD-IDSA Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection. AASLD-IDSA HCV Guidance Panel. Clin Infect Dis. 2018 Oct 30;67(10):1477-1492.
3. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C. 2018. J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511.
4. Материалы сайта UpToDate.com (электронный ресурс доказательной медицинской информации для клиницистов).